

# SHIATSU NYAKMASSZÍROZÓ

Model: Bel-Neck-C

## Használati utasítás

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Általános leírás

A shiatsu japán eredetű terápiás masszázs a test bizonyos pontjaira való ujjnyomás alkalmazásával megelőzi, illetve enyhíti a panaszok széles skáláját, min például nyak-, váll-, hát-, derékfájás, izomgörcs, stressz, álmatlanság stb. hőterápia oldja a fizikai fáradtság során felmerülő izommerevséget, enyhíti a krónikus mozgásszervi fájdalmat, javítja a vérkeringést.

A shiatsu nyakmasszírozó készülék shiatsu masszázst hőterápiával ötvözve szolgálja az Ön kényelmét, testi-lelki felfrissülését és ellazulását!

Termékjellemzők

tradicionális ujj-nyomásos masszázs 4 masszázsgörgővel

a melegítő funkció fokozza a masszázs jótékony hatását

szivargyújtóról autóban is működtethető

A csomag tartalma

-

1 db shiatsu nyakmasszírozó

-

1 db védőhuzat

-

1 db adapter csatlakozó kábel

1 db használati utasítás

Vigyázat!

Kérje ki orvosa véleményét, amennyiben:

Ön várandós

szívritmus-szabályzója van

aggodalmi vannak az egészségi állapotát illetően

Biztonsági figyelmeztetés

Soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül! Amikor nem használja, mindig áramtalanítás!

Nem javasoljuk, hogy folyamatosan 15 percnél hosszabb ideig használja a készüléket.

Ne használja, duzzadt, gyulladt testrészen, illetve ha bőrsérülései vannak!

Gyermekek és mozgássérült személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket!

Kizárólag rendeltetés szerűen használja a terméket!

A rendeltetés szerű használatától való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után. Ne használjon a készülékhez olyan alkatrészeket, kiegészítőket, melyek nincsenek a csomagolásban!

Ne próbálja önmaga megszerelni!

Ha a kábel vagy a villásdugó sérülését érzékeli, ha a készülék vizes lesz, vagy vízbe esik, ne helyezze áram alá a készüléket

A készüléket és a kábelt is tartsa távol meleg felületektől (radiátor, tűzhely, kályha)!

Ne aludjon el a készülék használata közben!

Ne használja, ha aeroszol gázok vannak a levegőben, vagy kevés az oxigén!

Használat közben ne takarja le semmivel a készüléket, mert a motor túlmelegedhet, és ez tüzet okozhat!

-

Soha ne a kábelénél fogva emelje fel, ne a kábelt használja fogantyúnak!

-

Mielőtt áramtalanítja a készüléket, kapcsolja ki a masszáz és melegítő funkciókat.

A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték

nem minősül orvostechnikai eszköznek.

Ne használja szabad téren!

Gyenge vérkeringésű személyek számára nem ajánlott a készülék használata!

Ne dobálja, ne ütögesse és óvja az éles tárgyaktól!

Ha bármilyen egészségügyi panasz van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!

Nem helyettesíthet használatával orvosi ellenőrzést!

Nem professzionális eszköz, fáradt izmok nyugtatására, lazítására tervezték.

Ha hőre érzékeny, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!

Szívritmus-szabályzóval rendelkező személyeknek nem ajánlott a készülék használata, ha mégis használni akarják, kérjék ki orvosuk véleményét.

Egyszerre csak 15 percig használja, különben a motor túlmelegedhet!

Néhány perc pihentetés után újra kezdheti a 15 percet.

Ne alkalmazza a készüléket orvosi kezelés helyett!

Lefekvés előtt nem ajánlott a készüléket használni, ugyanis serkentheti a vérkeringést, ezáltal élénkíthet, nehezebbé téve az elalvást.

A készülék használata

1.

Óvatosan csomagolja ki a készüléket! Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan-e!

2.

Helyezze a masszírozót a nyakára, úgy, hogy a két karját tegye be az erre kialakított tartóba (a mellékelt ábra szerint)! Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a villásdugót az elektromos hálózathoz!

3.

A masszázs aktiválásához, nyomja meg a Masszázs BE/KI kapcsolót a nyakmasszírozó oldalán található panelen. A gomb másodszori megnyomásával tudja leállítani a készüléket.

4.

A masszázsfejek forgásirányának módosításához nyomja meg a Forgásirányt módosító kapcsolót! A fűtés bekapcsolásához nyomja meg a Fűtés BE/KI kapcsolót. A gomb másodszori megnyomásával kikapcsolhatja a fűtés funkciót. A fűtés bekapcsolását vörös fény jelzi.

5.

Ha már nem használja a nyakmasszírozót kapcsolja ki a Masszázs KI/BE kapcsoló gombbal, majd áramtalanítsa!

Kapcsolópanel

A shiatsu nyakmasszírozó a masszázst hőterápiával ötvözi. Fokozza a vérkeringést, gyengéd, pezsdítő masszázst nyújtva Önnek.

Karbantartás

Tárolás és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa az adapter kihúzásával!

A/ Tárolás

Amikor nem használja a készüléket, tegye vissza a dobozába, száraz, hűvös helyen tárolja! Tartsa távol

éles tárgyaktól, melyek kiszakíthatják a készülék borítását. Ne tekerje a kábelt a készülék köré! Ne lógassa

fel a készüléket a hálózati kábelnél fogva!

B/ Tisztítás

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várj a meg, míg a motor kihűl!  
(Ha a tisztítás előtt használta,  
akkor a kihűlés eltarthat néhány percig.) Kizárólag  
tisztta, puha, vagy maximum enyhén nedves ronggyal  
tisztítsa! Nagyon figyeljen arra, hogy ne érje víz  
vagy semmilyen más folyadék a készüléket!

-  
Ne merítse folyadékba a tisztításhoz!

-  
Tisztításhoz ne használjon oldószert, benzint, kerozint, festékoldót,  
üveg tisztítót és erős szőrű kefét! Ezek mind tönkreteszik a készülék  
felületét

Ne próbálja önmaga megszerelni, mert ez a garancia elvesztését vonja maga  
után!

Hibalehárítás

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget  
nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási  
lehetősége sem vezet eredményre, akkor kérjük, forduljon a  
szakszervizhez!

Hibajelenség Lehetséges okok

Megoldás

A készülék nem működik.

A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

A csatlakozó nem megfelelően van csatlakoztatva.

A készülék nincs bekapcsolva.

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

Ellenőrizze a csatlakozót.

Kapcsolja be a készüléket.

A készülék működés közben hirtelen megáll.

Túl sokáig használta a készüléket ezért a túlmelegedés elleni védelem  
bekapcsolt.

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból.

Túl erősen vagy túl gyengén masszíroz.

A készülék nem megfelelő szögben áll.

Állítsa a készüléket a megfelelő szögbe.

A készülék furcsa zajokat ad ki működés közben.

Valószínűleg a készülékben egy alkatrész meghibásodott.

Forduljon szakszervizhez.

Hulladékkezelés

A készülék nem dobható a háztartási hulladékok közé!

Kérjük lépjen kapcsolatba az lakóhelyén illetékes hatóságokkal a készülékre  
vonatkozó környezetvédelmi

előírásokkal kapcsolatban (elektromos hulladék)!

A jelzés azt mutatja, hogy a készülék nem kerülhet  
a háztartási hulladékok közé

Európában. Hogy megóvja a környezetre, és az emberi szervezetre történő káros hatástól, melyet az ellenőrizetlen tárolás hulladékkezelés okozhat, hasznosítsa felelősséggel, ezzel segítve az erőforrások hosszú távú újra hasznosítását! A már nem használható terméket kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére, ők gondoskodnak az újra hasznosításról!

Műszaki adatok

Terméknév:

nyakmasszírozó

készülék

Termékkód:

Bel-Neck-c

3 Feszültség:

220 – 240 V

Adapter kimeneti feszültség

12VDC 2

A

Teljesítmény:

24

W

Maximális hőmérséklet

60

°C

Automatikus kikapcsolás

15 perc után

Forgalmazza Mara Shop Kft

6400 Kiskunhalas Szép utca. 20/B

